



L'INFRAROUGE

Grâce à un procédé naturel et sans danger, les lampes infrarouges, ou lampes chauffantes, sont utilisées en kinésithérapie, ostéopathie, centres de massages pour améliorer la récupération après l'effort, intensifier la circulation sanguine et éliminer les toxines.

Notre modèle de lampe chauffante montée sur flexible (86 cm dont 34cm rigide tubulaire) et équipée d'une poignée est très facilement positionnable à la distance souhaitée. Sa large coupole est fermée par une grille de protection pour éviter tout risque de contact accidentel avec la source chauffante.

Le modèle avec interrupteur-minuteur (fonctionnement mécanique) permet de choisir le temps de traitement souhaité de 0 à 60 minutes avant de prévenir de son arrêt par un petit signal

Utilisation

Placer la lampe à une distance moyenne de 40 cm : la sensation de chaleur doit toujours rester agréable. Des séances de 10 à 30 minutes sont suffisantes.



Sur pied télescopique lesté (1)



Option Interrupteur minuteur

INFRAROUGE

Watts	250 W
Longueur d'onde	1200 nm
Longévité des ampoules IR (E27)	5000 heures minimum
Fixations possibles	1 lesté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Longueur de câble	4 mètres
Isolation	Classe I
Couleurs disponibles	○
Tête de lampes cotes	260 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES

	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact	Interrupteur minuteur
Flexible 86 cm	IRT250860	IRT250860-ISC	IRT250860MI

